



Instrument de diagnostic à ultrasons
entièrement numérique pour
ordinateur portable CCM-K5

Système

Recommandations de produits

01


CCM - K5

Échographie entièrement numérique pour ordinateur portable

D Système agnostique

Apparence de l'hôte

(Cette photo est une Schéma. L'apparence spécifique est soumise au produit réel.)



02

Mobilité et plateforme puissante



1. Écran LCD LED HD haute résolution 12" 1024 * 768.
2. Batterie au lithium intégrée de grande capacité > 4 heures d'autonomie ultra-résistante.
3. Prise de sonde double avec capacités d'adaptation de sonde étendues.
4. Architecture de puce ARM, fonctions plus stables et plus puissantes, traitement du signal 32 canaux et images plus claires.
5. Disponible en plusieurs langues: chinois, anglais, français, espagnol, portugais, russe, etc.
6. L'utilisation de logiciels d'organes et de départements standardisés pour différents groupes ethniques peut améliorer la précision des résultats.
7. Pages de rapport d'échographie standard modifiables et graphiques intégrées.

03

Conditions particulières et Solutions intégrées

Il dispose de différentes formules de mesure ethnographiques et comprend, en plus des mesures conventionnelles (distance, périmètre, aire, volume), des progiciels multidisciplinaires pour les cardiaques, urologiques, gynécologiques, obstétriques, petits organes, vasculaires et musculosquelettiques. Il permet de surveiller la semaine menstruelle (BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, EDD, AFI) et de prédire la date prévue, le poids fœtal et la dernière période menstruelle.





Une gamme complète de sondes



Sonde
linéaire à
7,5 MHz



Sonde à réseau
convexe de
3,5 MHz



Sonde à
cavité 6,
5 MHz



Sonde
microconvexe
6,5 MHz



Basé sur un système d'exploitation stable et une technologie de traitement efficace, il dispose de riches capacités d'application dans les domaines de l'abdomen, de l'obstétrique et de la gynécologie, du cœur, de l'urologie, des tissus superficiels et des petits organes, de l'échographie intracavitaire et interventionnelle par ponction. Facile à déplacer et longue durée de veille. Rentabilité élevée parmi les produits du même type

Système de diagnostic ultrasonographique portable entièrement numérique-le premier choix clinique!