

## Orthopedic Traction



型号 Model	台面长度 Length	台面宽度 Width	台面最低高度 Tabletop lowest height	台面升降行程 Elevation range
	$\geq 1900\text{mm}$	400mm	$\leq 750\text{mm}$	250mm

### 一、性能说明

骨科手术台由台面、立柱、底座等组成。能够随时搭配不同厂家的一般手术床，而达到骨科手术的要求。

其主要金属部分采用优质不锈钢制造，经久耐用；骨盆架具有左、中、右三个选择插接位置，在做髋关节透视手术时可避免牵引支架的阻挡，并能让医师于两侧更接近患者进行手术；便于与C型臂任何位置配套使用，无障碍、死角，可完全透视；升降立柱上的骨盆架亦可插接侧卧架或膝关节架使用，上升下降行程为25公分，足以适应男女老幼不同大小骨骼之差异；牵引杆可大幅变换角度，并有伸缩设计，脚踝固定器除了本身可360°旋转外，亦可卸下以装置其它配件，应用灵活；具有6个万向刹车轮，移动和定位方便。

## 二、技术参数

主体全长：1900 mm；主体宽度：400 mm；

最低高度：750mm；升降行程： $\geq 250$ mm；

蹬足延伸距离： $\geq 1000$ mm；蹬足高度调节： $\geq 400$ mm

蹬足角度范围： $\geq 90^\circ$ ；蹬足调节距离： $\geq 200$ mm

## 三、基本配置

绑鞋 1 双、托腿架 1 付、坐垫 1 套

## 包装数据 Packaging and delivery

包装 Packaging	木箱 Wooden case
尺寸 Size	157*54*40 cm
毛/净重 G./N.W.	90/75 kg