

牙科 X 射线机 I

DENTAL X-RAY UNIT

CE
Z40U



性能特点

- 引进国外先进技术，高效集成设计，高效率，低辐射。
- 采用微电脑智能化控制，可遥控曝光。更具有低电压报警，高电压保护的超强功能。
- 微焦点技术，影像更清晰，诊断更准确。
- 机架具有移动、固定两种模式，气动升降座椅，保证医生更方便，客人更舒适。
- 可选明室冲洗牙片，一分钟成像，最大程度方便医生诊断。
- 可连接口腔数字成像系统。

Features

- Using the international advanced technology, efficient integrated design, high efficiency, low radiation.
- Using microcomputer intelligent control, not only remote controlled exposure, but more powerful function of low voltage alarm and high voltage protection.
- Micro focus technology, much more clear image and accurate diagnosis.
- The base has two modes of mobile and fixed, pneumatic lift seat ensures more convenient for dentist and more comfortable for patient.
- Can use lightroom dental film, imaging in one minute, maximum convenient dentist to diagnose.
- Can connect to dental digital imaging system, that is indispensable for clinicians to diagnose and root canal filling.



尖牙



磨牙



前牙



种植体

技术参数

电源条件	AC220V ± 10%, 50HZ, 1KVA
管电压	60KV
管电流	8mA
焦点尺寸	1.5mm/0.8mm
总滤过	2.5mmAL
曝光时间	0.2-4秒
泄漏辐射	1米外 ≤ 0.002Mg/h (国家标准: 0.25Mg/h)
包装尺寸	主机: 144 × 50 × 27(cm)
净重	主机: 50kg

Specifications

Power supply	220V ± 10%, 50HZ, 1KVA
Tube voltage	60KV
Tube current	8mA
Focus size	1.5mm/0.8mm
Total filtration	2.5mmAL
Exposure time	0.2-4s
Leak radiation	outside one meter ≤ 0.002Mg/h (national standard: 0.25Mg/h)
Package size	144 × 50 × 27(cm)
Net weight	50kg