



Todo en uno Diseño

**Detector de panel plano móvil
Sistema de brazo en C**






**Espacio
reducido o sala
pequeña?**

TODOS EN UNO

TODO SE ADAPTA PERFECTAMENTE



↑420mm
→210mm



$\pm 180^\circ$



$\pm 12^\circ \sim \pm 18^\circ$



$130^\circ \sim 140^\circ$


Wiseye



Con **Wiseye**

Mira más... Luego haz más.

01



VÉASE **Más**

Generador HF y Tubo de Rayos X



100 % producido por nosotros mismos

◆ 5kW

◆ 110kHz

◆ 0.6/1.8mm

◆ 650kJ

Potencia de salida

Frecuencia del inversor

Enfoque dual

Grande capacidad térmica



Detector de Panel Plan



- ◆ Pantalla táctil dinámica de 9 pulgadas
- ◆ Escala de grises de salida de 16 bits
- ◆ Alto DQE: 77 %
- ◆ Ruido en las imágenes con poca luz

Excelente rendimiento de imagen



Estación de Trabajo Digital

. Solo se necesita 1 segundo para obtener la imagen.

◆ Visualización en tiempo real de dosis DAP

◆ DICOM 3.0

Eje de soporte

Rotación: 270°


Inclinación: 30°



**Monitor LCD 4K de
27 pulgadas**

**Pantalla táctil de
11,6 pulgadas**

02



HACE MÁS

Aplicación



Cirugía ortopédica




cirugía de la columna vertebral



Cirugía de trauma



cirugía articular



Cirugía de osteotomía

Diseño de estado de espera

Desconecte la alimentación.



Movimiento



Alimentación por enchufe



10 mins

En estado de espera Potencia



Cuadrícula extraíble

Fácil de desplazar; f
ácil de conectar.



Más: te ayuda a hacer más.




- ◆ Modo de baja dosis
- ◆ Colimador virtual
- ◆ Tecnología inteligente de conversión de frecuencia
- ◆ Diseño de posicionamiento láser bidireccional
- ◆ Solo ocupación de 1 m²

03



Por qué

Por qué

	GE OEC UNO CFD		2.5kW	40kHz	9”	27”	Sí	5 Mínimo	Un Camino	No	
	WISEYE PLX118C		5kW	110kHz	9”	32”	Sí	10 Mínimo	Dos Camino	Sí	

De nada

China Care Medical Equipment Co.,Ltd
Address:Room B101, Zhongbang Business
Building, PuXing Road No. 87, Tianhe,
Guangzhou,
China web: www.chinacaremedical.com

Estamos trabajando.
para su satisfacción rec-
onoce

