

Agitateur magnétique à chauffage simulé



Caractéristiques et avantages

- Température maximale d'extraction : 380 °C.
- Capacité maximale de agitation : 2 L.
- Vitesse maximale de agitation : 2000 tr/min.
- Une plateforme de dérivation efficace et une conception é tanche permettent d'empêcher les liquides d'entrer dans la machine et de corrodre les composants électroniques.
- Coque entièrement métallique résistante à la corrosion, offrant une excellente dissipation de la chaleur et des capacités fiables de protection contre l'incendie.
- Surfaces en plaque d'aluminium pour une bonne conduction thermique.
- Indicateurs de température et de vitesse permettant de surveiller l'état de fonctionnement.

Spécifications

Dimensions du plateau de travail	120x120mm
Matériau de la plaque de travail	Aluminium
Type de moteur	Moteur à broches en courant continu
Poses de agitation	1
Quantité maximale de agitation [H ₂]	2L
Longueur maximale de la barre magnétique	50mm
Intervalle de vitesse	0-2000 rpm
Plage de température de chauffage	RT.+5°C-380°C
Classe de protection IP	IP21
Puissance de sortie du moteur	5W
Puissance de chauffage	200W
Puissance	205W
Tension, Fréquence	100-120/200-240V 50/60Hz
Dimensions [largeur × hauteur × profondeur]	235×140×90mm
Température et humidité ambiantes autorisées	5-40°C, 80%RH
Poids	1.4kg