

牙科诊所基本器械标准套装（23x1）

序号		产品名称
1	12.5cm operating scissors, str, sharp-blunt	手术剪
2	12.5cm stitch scissors, long edge	拆线剪
3	La Grange Facelift Scissor, 11cm, Supercut	组织剪
4	Forceps, Mosquito, 12.5cm, Curved	止血钳
5	Forceps, Lucae, 10cm, Gun-Shaped-Tooth	眼科镊
6	Forceps, Adson, 12cm, 1x2 Teeth Tip 0.6mm	整形镊
7	dental forceps, 16cm double cvd, with guidepin	牙用镊
8	teeth mallet	牙骨锤
9	oral retractor	口角拉钩（唇颊拉勾）
10	crown remover	去冠器
11	suction tube	吸引管
12	syringe without needle, hook tip	口腔材料注射器
13	12.5cm mosquito forceps, str	止血钳
14	12.5cm Needle holder, Micro vascular	持针钳
15	Needle Holder, Mayo-Hegar, 14cm, TC, Straight, 0.5mm	硬质合金镶片持针钳
16	Forceps, Micro Needle, 14cm, Straight Head, Width 0.4, With Lock (Titan	显微持针钳
17	mirror plain(1x10)	口镜
18	Mirror Handle	口镜
19	dental probe	牙周探针
20	resin canal pluggers	树脂充填器
21	scaler	刮治器
22	Curettes, Dental, 5/3	牙刮匙
23	Curette, #3	牙刮匙



规格	数量
12.5cm直尖圆	1
12cm直 长刃	1
11cm弯 弯杆 刃口开齿	1
12.5cm弯全齿WD	1
10cm弯有齿WD	1
12cm有钩 头宽0.6	1
16cm有定位销 双弯尖头	1
185×20mm尼龙头金属柄	1
口角 S型 角弯：90°	1
17cm(精制钳式)	1
Φ4.0mm 尾端30° 钛合金头	1
钩头	1
12.5cm直全齿	1
12.5cm细针	1
14cm直 粗针0.5	1
14cm直 头宽0.4带锁(钛)	1
头 平光 (1X10)	1
柄	1
CP15 Φ0.5(1-2-...15) 单头 空心圆柄	1
扁头 (2.0/2.0) 弹性 双头 空心圆柄	1
颞下G11/12 双头 空心圆柄	1
1#直铲形 八角柄	1
3#扁柄刮匙 双弯	1