



PH50-PB9 Principaux paramètres techniques

Grossissement optique : 40X-1600X

Tête de visualisation : Tête trinoculaire à compensation, 30° incliné, 360° rotatif, interpupillaire distance 48-75 mm

Oculaire : grand champ WF10X/18 mm, WF16X/15 mm

Objectif : Objectif achromatique 195N 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort, huile) Tourelle porte-objectifs :

Tourelle porte-objectifs rotative à quatre trous, positionnement par bille d'acier

Platine : Platine mécanique à double couche

Taille 115×125 mm, plage de déplacement 76×52 mm

Mécanisme de mise au point : Réglage coaxial grossier et fin, réglage grossier 20 mm, réglage fin 0,002 mm

Condenseur : Condenseur d'Abbe, NA = 1,25, diaphragme à iris, volant de levage et d'abaissement

Source lumineuse : LED 3 W, luminosité réglable

Source d'alimentation : alimentation à découpage externe, CA 100-240 V

Autres : 1 adaptateur à monture C

Caractéristiques de l'écran LCD 9 pouces 2MP :

1. Grâce au capteur Sony, la reproduction des couleurs de l'image est proche de la couleur d'origine ;
2. Prise en charge de la vidéo de la caméra de carte TF ;
3. Prend en charge le réglage automatique manuel de la luminosité de l'image, de la balance des blancs, de l'exposition et d'autres paramètres ;
4. Prise en charge du zoom numérique de l'image, réglage du zoom arrière ;

Écran LCD de 5,9 pouces, résolution maximale 1024*600 ;

6. Contrôle de la souris pour une utilisation facile ;

7. Sortie HD simultanée avec affichage à l'écran et PC USB 2.0 ;

8. Taille de l'écran LCD : 148,25 mm x 224,60 mm x 11,2 mm ;

Paramètres techniques :

1. Capteur : 1/3 pouce

2. Pixel : 30 ips à 1920 x 1080

3. Taille des pixels : 2,75*2,75µm

4. Rapport signal/bruit : 65 dB

5. Caractéristiques : écran LCD et sortie synchrone USB 2.0, permettent de gagner du temps d'image, prennent en charge 16 jeux de réticules.

China Care Medical Equipment Co.,Ltd



Room B101, ZhongBang Business Building,

PuXing Road No. 87, Tianhe, Guangzhou, China



www.chinacaremedical.com